

# 入力コード・セット内容変更手順書

新たにコードを付ける、又はセット内容を変更する場合は下記の手順にて作業を行って下さい。

該当する医療機関様のみ3月31日までに作業を行って下さい。

## ◆入力コード設定方法

《操作方法》

- ①【環境設定】にて、日付を【令和5年4月1日】に変更します。
- ②【21 診療行為】にて、練習患者等を開きます。
- ③新設された該当するマスタの電算コードを入力します。 例》コンタクトレンズ検査料1

診区	入力コード	名称
60	160208110	*コンタクトレンズ検査料1

- ④入力コードに電算コードが表示されますので、【F5 入力CD】を選択します。
- ⑤入力コードにコードを入力して下さい。

※令和5年3月31日以前の入力コードを再度付ける場合には、先にコードを消す作業が必要です。

診療コード	名称	入力コード (表示)	入力コード
160208110	コンタクトレンズ検査料1	konn1	69konntakuto1

- ⑥【F12 登録】を押します。
  - ⑦メッセージ表示後、【OK】を押します。
- ※新しく新設されたマスタをセット登録したい場合、セット内容を変更する必要がある場合があります。  
下記のセット内容変更方法へ進んで下さい。

～以上で作業終了です～

## ◆セットの内容変更方法

- ①【21 診療行為入力】を開きます。
- ②【F3 セット登録】を選択します。
- ③下記の画面が表示されましたら、セットコードに【P】を入力し、【Enter】を押します。

セットコード P

診区	入力コード	名称	数量 x回数

- ④【Enter】を押すと下記のように、【診療行為一覧選択サブ】が表示されます。該当するセット名を選択して下さい。

セットコード P60

番	名称	単位	単価	入力CD
1	★屈折+コンタクトレンズ検査料1			P60001

次頁へ続く

- ⑤セットを選択すると、現在のセット内容が表示されます。  
現在のセットの有効期限を"99999999"から"R5.3.31"へ変更し、【F12 登録】を押します。

このスクリーンショットは、ソフトウェアの「セット入力」画面を示しています。上部には「[修正]」ボタンと「2 入院外」および「0 一般」のプルダウンメニューがあります。セットコードは「P60001」で、有効開始日は「00000000」、有効終了日は「R 5.3.31」に設定されています。右側の「番号」列には「001」が選択されており、有効開始日と有効終了日も表示されています。下部には、セット内容のリストが表示されており、2つの項目がリストアップされています。

診区	入力コード	名	称	数量	×回数
60	160082410	* 屈折		X	1
60	160179310	* コンタクトレンズ検査料	1	X	1

- ⑥【F3 前回セット】を選択し、同じセットを表示させ、【選択番号】の数字を消し、【Enter】を押します。

このスクリーンショットは、ソフトウェアの「セット入力」画面を示しています。上部には「[修正]」ボタンと「2 入院外」および「0 一般」のプルダウンメニューがあります。セットコードは「P60001」で、有効開始日は「00000000」、有効終了日は「R 5.3.31」に設定されています。右側の「番号」列には「001」が選択されており、有効開始日と有効終了日も表示されています。下部には、セット内容のリストが表示されています。

診区	入力コード	名	称	数量	×回数
60	160208010	* 屈折 (1以外)		X	1
60	160208410	* コンタクトレンズ検査料	4	X	1

- ⑦セットの有効期限開始日を【R5.4.1】へ変更し、終了日は、一度【Enter】を押し、【99999999】を入力します。

※【有効開始日<有効終了日で入力して下さい。】のエラーメッセージが表示された場合、【閉じる】でエラー画面を閉じ、有効終了日にカーソルが移動しますので一旦有効終了日を削除し、【Enter】を押し、【99999999】を入力します。

※【該当するマスターが存在しません】のメッセージが表示された場合には、【閉じる】を押し、該当するマスタを削除して下さい。

- ⑧変更になる項目を修正し、【F12 登録】を選択します。

このスクリーンショットは、ソフトウェアの「セット入力」画面を示しています。上部には「[修正]」ボタンと「2 入院外」および「0 一般」のプルダウンメニューがあります。セットコードは「P60001」で、有効開始日は「R 5.4.1」、有効終了日は「99999999」に設定されています。右側の「番号」列には「001」が選択されており、有効開始日と有効終了日も表示されています。下部には、セット内容のリストが表示されています。画面下部には「戻る」「クリア」「前回セット」「削除」「入力CD」「前頁」「次頁」「一覧印刷」「登録」のボタンがあります。

診区	入力コード	名	称	数量	×回数
60	160208010	* 屈折 (1以外)		X	1
60	160208410	* コンタクトレンズ検査料	4	X	1

～以上で、作業終了です～